

Instruções de utilização
Por favor leia estas informações cuidadosamente,
uma vez que irão ajudar a utilizar devidamente HYLO NIGHT®

HYLO NIGHT®

Palmitato de retinol

Ajuda a restaurar o filme lacrimal e protege a superfície do olho
Pomada oftálmica contendo vitamina A, sem conservantes

O que é HYLO NIGHT®?

HYLO NIGHT® é uma pomada oftálmica estéril para uso ocular.

Composição:

1 g de HYLO NIGHT® contém 250 U.I. de palmitato de retinol (vitamina A), parafina líquida, parafina líquida leve, suarda e vaselina branca.

Uma bisnaga contém 5 g de pomada oftálmica.

Para que é utilizada HYLO NIGHT®?

HYLO NIGHT® ajuda a restaurar o filme lacrimal e protege a superfície do olho.

HYLO NIGHT® é uma pomada oftálmica particularmente suave e macia que se espalha muito bem pela superfície do olho. A vitamina A é um componente natural do filme lacrimal, o que ajuda à boa tolerância da pomada oftálmica e ajuda a que a mesma se misture bem com as lágrimas. Dadas estas características, a sensação de ardor, secura ou cansaço dos olhos é aliviada. As pálpebras deslizam facilmente sobre a superfície da córnea e da conjuntiva.

Quando deve ser HYLO NIGHT® utilizado?

O ar condicionado, p. ex. em carros e aviões, o vento, o frio, a radiação solar forte, o ar de má qualidade ou o fumo de cigarros provocam secura ou irritação dos olhos, com uma sensação de secura ou corpos estranhos.

O olhar de forma concentrada, p. ex. quando trabalha durante muito tempo em frente ao ecrã, ver televisão ou quando se conduz de noite também pode causar estes sintomas. Se utilizar lentes de contacto, existe um risco ainda maior para estas alterações no estado dos olhos.

HYLO NIGHT® alivia estes sintomas e restaura um filme lacrimal de qualidade e duradouro nos olhos. A consistência gordurosa da pomada oftálmica causa uma ligeira alteração na visão. Assim, HYLO NIGHT® deve ser preferencialmente aplicado antes de se deitar. O eventual desconforto ao abrir os olhos pela primeira vez na manhã pode ser evitado ao utilizar HYLO NIGHT®.

Como deve ser HYLO NIGHT® aplicado?

As pomadas oftálmicas devem ser utilizadas evitando o contacto da extremidade da bisnaga com o olho ou a pele.

Utilize HYLO NIGHT® apenas se o selo da embalagem exterior estiver intacto antes da primeira utilização (☺).

Retire a tampa que cobre a extremidade da bisnaga.



Incline a sua cabeça ligeiramente para trás e puxe gentilmente a pálpebra inferior com o dedo de uma mão.



Com a outra mão segure na bisnaga verticalmente acima do olho. Aplique uma pequena quantidade de pomada oftálmica no espaço entre o olho e a pálpebra, apertando ligeiramente a bisnaga.



Fechando o olho lentamente e depois pestaneje normalmente.

Volte a colocar a tampa na bisnaga.

O que mais preciso de saber?

Caso utilize HYLO NIGHT® durante o dia, a sua visão será afetada durante algum tempo devido à consistência gordurosa da pomada oftálmica. Não deverá assim conduzir automóveis, utilizar máquinas ou trabalhar sem um apoio estável.

HYLO NIGHT® não deve ser utilizado simultaneamente com outros medicamentos de uso oftálmico. Nestes casos, HYLO NIGHT® deve ser utilizado aproximadamente 30 minutos depois de ter utilizado o medicamento no olho.

Por favor retire a pomada oftálmica pressionando cuidadosamente a bisnaga, sem a dobrar e enrolar.

Com base nos conhecimentos atuais, as crianças, mulheres grávidas e a amamentar podem também utilizar HYLO NIGHT®.

Apenas deve ser tratada uma pessoa com cada bisnaga de HYLO NIGHT®.

Foram notificados casos muito raros de reacções de hipersensibilidade tais como vermelhidão, sensação de ardor, comichão nos olhos ou lacrimação excessiva que melhoraram diretamente após a interrupção do tratamento com HYLO NIGHT®.

Com que frequência e durante quanto tempo pode utilizar HYLO NIGHT®?

A frequência de utilização depende das suas necessidades e hábitos pessoais. HYLO NIGHT® pode ainda ser utilizado em conjunto com colírios lubrificantes e é utilizada uma vez por dia, antes do deitar.

Em situações mais graves de sensação de secura dos olhos, HYLO NIGHT® é normalmente aplicada três vezes ao dia em cada olho.

Caso tenha sensação que deveria utilizar HYLO NIGHT® mais frequentemente, fale com o seu médico.

A duração do tratamento não tem um limite definido.

Quando não deve utilizar HYLO NIGHT®?

HYLO NIGHT® não deve ser aplicada se tiver hipersensibilidade a qualquer um dos componentes. HYLO NIGHT® não deve ser utilizado enquanto usa lentes de contacto.

HYLO NIGHT® não deve ser aplicado diretamente após intervenção cirúrgica ou no caso de lesões agudas nos olhos uma vez que não existem estudos clínicos nestas indicações.

O que precisa de saber antes de conservar HYLO NIGHT®?

Não conservar acima de 25 °C ( 25 °C).

Com os devidos cuidados, HYLO NIGHT® pode ser utilizado até 6 meses após a primeira abertura.

Não utilize HYLO NIGHT® após a data de validade ().

Manter HYLO NIGHT® fora da vista e alcance das crianças.

Data de revisão:

Outubro 2018

Fabricante ():

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken, Alemanha

Distribuidor em Portugal:

URSAPHARM, UNIPESSOAL LDA.
Avenida D. João II, N.º 20, 1º Andar, Parque das Nações
1990-095 Lisboa
E-mail: info@ursapharm.pt

 0344 Dispositivo médico

STERILE A

 URSAPHARM